

## Amonia Test

Test na Amoniak może być używany do wody morskiej oraz słodkiej.

### **UWAGA!**

**Roztwór NH<sub>3</sub> jest drażniący zawiera <2% NaOH i <0.1% Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.**

**R36/38 : drażniący dla skóry i oczu.**

**S1/2: Trzymać zamknięte i w miejscu niedostępnym dla dzieci.**

**S13: Trzymać z dala od pokarmów.**

**S26 : W przypadku dostania się do oka przemyć silnie wodą i zasięgnąć porady lekarskiej**

**S37/39: Używać ubrań ochronnych oraz okularów ochronnych.**

**S45: O każdym nietypowych zachowaniach poinformować lekarza**

### **Instrukcja**

1] Za pomocą 2ml strzykawki wlać 2ml wody z akwarium do fiolki miarowej.

2] Pobrać 1ml strzykawką 1.00 ml odczynnik NH<sub>3</sub>.

3] Dodać 0.5ml do fiolki miarowej i mieszać przez 30sekund.

Następnie dodać pozostałe 0.5ml i mieszać przez 10 sekund.

Pozostawić na 3 minuty.

4] **Wymieszać próbkę przez 5 sekund.**

**Trzymając fiolkę przed sobą porównać kolor próbki z wzornikiem patrząc przez bok fiolki.**

**Wartości na wzorniku podane są w mg/L amoniaku ogólnego (NH<sub>3</sub> + NH<sub>4</sub><sup>+</sup>)**